

Implantatsysteme die in der Datenbank unseres Abutmentdesigners hinterlegt sind:

-  Abutments aus Vollmetall
-  anatomische Abutments aus Vollmetall
-  Abutments aus Vollzirkon
-  anatomische Abutments aus Vollzirkon
-  Abutments aus Zirkon auf Titanbasis
-  anatomische Abutments aus Zirkon auf Titanbasis
-  Vollmetallbrücken (No Lock)
-  Vollzirkonbrücken (No Lock)
-  Zirkonbrücken auf Titanbasis (No Lock Interface)

\* Die Implantate mit Außen-Hex sind ausschließlich für Metallfräsungen gedacht. Zirkonoxid ist nicht für diese Indikation zugelassen.



**Astra Tech OsseoSpeed®**

3,0mm ; 3,5mm/4,0mm ; 4,5mm/5,0mm  
**Cadstar, Medentika, NT-Trading, zfx**



**Bego Semados®**

3,25mm ; 3,75mm ; 4,1mm Titanbasen  
**NT-Trading**



**Biomet 3i Osseofite®**

3,4mm ; 4,1mm ; 5,0mm ; 6,0mm  
**Medentika, NT-Trading, zfx**



**Biomet 3i Osseofite® Certain®**

3,4mm ; 4,1mm ; 5,0mm ; 6,0mm  
**Medentika, NT-Trading, zfx**



**CAMLOG®**

3,3 mm ; 3,8 mm ; 4,3 mm ; 5,0 mm ; 6,0 mm  
**Camlog**



**Dentsply-Friadent Frialit/Xive®**

3,0mm ; 3,4mm ; 3,8mm ; 4,5mm ; 5,5mm ; 6,5mm  
**Cadstar, Medentika, NT-Trading, zfx**



**ICX Adhesive Basis, Basis rot**

**Medentis**



**ICX Custom Abutment**

**Medentis**



**Impla®**

3,3mm ; 4,2mm ; 5,3mm  
**Schütz Dental**



**Medentika Implant®**

3mm ; 3,5-5mm  
**Medentika**



\* Die Implantate mit Außen-Hex sind ausschließlich für Metallfräsungen gedacht. Zirkonoxid ist nicht für diese Indikation zugelassen.



**Nobel Biocare Brånemark®**

3,5mm ; 4,1mm ; 5,1mm  
**Medentika, NT-Trading, zfx**



**Nobel Biocare Multi Unit®**

4,8mm ; 6,0mm  
**zfx**



**Nobel Biocare Replace Nobel Active®**

3,5mm ; 4,3mm/5,0mm  
**Medentika, NT-Trading, zfx**



**Nobel Biocare Replace Select®**

3,5mm ; 4,3mm ; 5,1mm ; 6,0mm  
**Cadstar, Medentika, NT-Trading, zfx**



**Prowital®**

3,5mm ; 4,3mm ; 5,0mm Titanbasen  
**Prowital**



**Straumann SynOcta®**

3,5mm ; 4,8mm ; 6,5mm  
**Cadstar, Medentika, NT-Trading, zfx**



**Straumann Bone Level®**

3,3mm ; 4,1mm/4,8mm  
**Cadstar, Medentika, NT-Trading, zfx**



**Thommen**

3,5mm ; 4,0mm ; 4,5mm ; 5,0mm ; 6,0mm  
**Thommen**



**Zimmer Tapered Screw-Vent®**

3,5mm ; 4,5mm ; 5,7mm  
**Medentika, NT-Trading, zfx**

